

## Az újratölthető Respimat helyes használatának lépései

### – napi használat betöltés után

1. Tartsa az inhalátort függőlegesen, lezárt kupakkal.
2. Fordítsa el az átlátszó tokot a címkén lévő nyilak irányába, amíg nem kattant (ez fél fordulat után történik meg).
3. Nyissa ki az eszköz tetején lévő kupakot, és hajtsa teljesen oldalra.
4. Fújja ki teljesen a levegőt.
5. Vegye az eszköz szájrészét a szájába, és szorosan zárja körül az ajkaival. (Ne takarja el a szájrész alján lévő légbevezető nyílásokat.)
6. Kezdjen el egy lassú és mély belégzést a száján keresztül, és ezzel egyidejűleg nyomja meg az adagkioldó gombot.
7. Folytassa a belégzést lassan és mélyen.
8. Amikor a belégzés végére ért, tartsa vissza a lélegzetét körülbelül 5 másodpercig, vagy addig, amíg kényelmes.
9. A levegővisszatartás közben vegye ki a gyógyszerbelégzőt a szájából.
10. Fújja ki a levegőt.
11. Zárja be az eszköz tetején lévő kupakot. Kattanás jelzi a megfelelő záródást.
12. A Respimat kezeléssel alkalmazott gyógyszerek esetén két belégzés a szokásos adag. Ismétlje meg a lépéseket az 1. lépéstől kezdve a teljes adag bejuttatásához.
13. **FONTOS! – A gyógyszerbelégzés után öblítse ki a száját!**

#### *Mire figyeljen oda?*

- A patron betöltésére és a készülék rendszeres használat előtti aktiválására vonatkozóan utalunk az előzőekben leírtakra.
- A gyakori hibák közé tartozik
  - a készülék szájrészébe történő kilégzés
  - a szájrész kupakját nem zárják vissza a művelet végén